



寝たまま飲みやすい 薬のみ

プラスハートは看護・介護現場の声から生まれました



- +** 割れにくいポリカーボネート製
落としても安心!
- +** 少しずつ飲める吸口付
こぼれにくい!
- +** 選べるカラーバリエーション
お茶・水・ジュースの飲み分けに



寝たままでも、薬を飲んだり
水分補給しやすい薬のみです。



看護・介護製品

食事関連

商品特長

+ 落としても割れにくい

・強度に優れたポリカーボネート製のため、落としても割れにくく、握力や腕力の弱い高齢者にも安全に使用できます。

+ 寝たまま飲みやすく、こぼれにくい!

・少しずつ飲めるように先端を細くした吸口付きで、寝たまま飲んでもこぼれにくくなっています。

+ 選べるカラーバリエーション

・好みに合わせて、3種類のカラーバリエーションから選べるため、お茶・水・ジュースなどの飲み分けに便利です。



オレンジ



グリーン



ブルー



ブラシ

吸口


+ 衛生的な使用が可能

・本体とキャップは煮沸消毒でき、また吸口とキャップは抗菌加工がされているため衛生的です。
・細部まで洗浄できるブラシ付きです。

商品情報

■仕様

本体: 13×6.5×6.5 (cm)
容量: 150mL



■素材/耐熱温度

部位	素材	耐熱温度
キャップ	ポリプロピレン*	130℃
吸口	ポリブタジエン*	70℃
本体	ポリカーボネート	150℃
ブラシ	ナイロン	100℃

※抗菌加工済

商品規格

■薬のみ

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード	
74730	薬のみ オレンジ 1個入 全長13cm×幅6.5cm×高さ6.5cm	販売単位	75 × 65 × 165	22.0g	6袋×32箱	ヤクノミオレンジ	4971032747309
		内装	258 × 76 × 177	150.0g		4 971032 747309	14971032747306
		外装	650 × 540 × 540	5.2kg		—	
74731	薬のみ グリーン 1個入 全長13cm×幅6.5cm×高さ6.5cm	販売単位	75 × 65 × 165	22.0g	6袋×32箱	ヤクノミグリーン	4971032747316
		内装	258 × 76 × 177	150.0g		4 971032 747316	14971032747313
		外装	650 × 540 × 540	5.2kg		—	
74732	薬のみ ブルー 1個入 全長13cm×幅6.5cm×高さ6.5cm	販売単位	75 × 65 × 165	22.0g	6袋×32箱	ヤクノミブルー	4971032747323
		内装	258 × 76 × 177	150.0g		4 971032 747323	14971032747320
		外装	650 × 540 × 540	5.2kg		—	

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店