

一般医療機器

舌圧子


滅菌オオサキ舌圧子 TAKE



看護・介護製品

オーラルケアプロダクツ

E.O.G.



1本ずつ包装された、滅菌済 竹製舌圧子です。

滅菌オオサキ舌圧子 TAKE



看護・介護製品

オーラルケアプロダクツ

E.O.G.

商品特長

1 環境にやさしい竹素材

- 成長が早く、二酸化炭素を効率的に吸収して酸素を放出する、環境にやさしい竹素材を使用しています。

2 清潔な滅菌済 個包装

- 1本ずつ包装・滅菌されているため、清潔に使用できます。

3 面取り加工で安全

- 面取り加工をしているため、安全に使用できます。

4 小入数で省スペース


- 小入数でコンパクトなパッケージのため、机や回診車に置いてスペースをとりません。

5 廃棄に便利な紙製滅菌バッグ


- 紙製の滅菌バッグのため、分別の手間がありません。

商品情報


製品仕様



取り出し方法



1 袋を折り曲げて、下に引っ張ると簡単に開封できます。




2 舌圧子を引き出して使用してください。

素材

竹

- ⚠️ 本品は天産物のため、輸送、保管中の環境などにより、割れ、欠け、ささくれなどが生じることがあります。その場合は使用しないでください。



舌圧子が、折れたり手に刺さったりする恐れがあるため、机などに押し当てて開封しないでください。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
74312	滅菌オオサキ舌圧子 TAKE 1本入(100袋) 16mm×150mm×1.9mm	販売単位 115 × 182 × 75	405.0g	24箱	4971032743127
		外装 470 × 255 × 380	10.1kg		14971032743124

■販売名:滅菌オオサキ舌圧子TAKE ■届出番号:23B2X10001000113
■製造国:中国

◇商品は全てオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店