

一般医療機器

止血用押圧器具

マーブルパッドI 滅菌マーブルパッドI



パッドの中心部を盛り上げ円盤状に圧縮成形した止血用圧迫パッドです。



脱脂綿製品

止血・圧迫綿

E.O.G.


商品特長

1 点に近い状態での圧迫止血が可能

- パッドの中心部を盛り上げ円盤状に圧縮成形した、止血用圧迫パッドです。
- 中心部が盛り上がっているため、平面ではなく点面に近い状態での圧迫が可能です。
- 採血後や透析後の圧迫止血に適しています。

2 吸水性に優れたレーヨン不織布を使用

- 表面素材には、ソフトで吸水性に優れたレーヨン不織布を使用しています。



※補助テープで固定して使用してください。

商品規格

■マーブルパッドI

一般医療機器 止血用押圧器具:70617000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
32946	マーブルパッドI No.20 20mm(直径) 500個入	販売単位 302 × 70.5 × 203	291.0g	10箱	4971032329468 14971032329465
		外装 422 × 308 × 412	3.4kg		
32942	マーブルパッドI No.25 25mm(直径) 500個入	販売単位 302 × 70.5 × 203	394.0g	10箱	4971032329420 14971032329427
		外装 422 × 308 × 412	4.5kg		

■販売名:マーブルパッドI ■届出番号:23B2X10001000108

■滅菌マーブルパッドI

一般医療機器 止血用押圧器具:70617000 E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
32944	滅菌マーブルパッドI S20-2 20mm(直径) 2個入(200袋)	販売単位 205 × 146 × 200	497.5g	8箱	4971032329444 14971032329441
		外装 422 × 308 × 412	4.6kg		
32945	滅菌マーブルパッドI S20-10 20mm(直径) 10個入(60袋)	販売単位 205 × 146 × 200	401.0g	8箱	4971032329451 14971032329458
		外装 422 × 308 × 412	3.6kg		
32947	滅菌マーブルパッドI S20-30 20mm(直径) 30個入(40袋)	販売単位 205 × 146 × 200	631.5g	8箱	4971032329475 14971032329472
		外装 422 × 308 × 412	5.8kg		
32943	滅菌マーブルパッドI S25-1 25mm(直径) 1個入(100袋)	販売単位 300 × 50.5 × 200	257.0g	8箱	4971032329437 14971032329434
		外装 318 × 409 × 213	2.4kg		
32940	滅菌マーブルパッドI S25-2 25mm(直径) 2個入(200袋)	販売単位 205 × 146 × 200	577.0g	8箱	4971032329406 14971032329403
		外装 422 × 308 × 412	5.3kg		
32941	滅菌マーブルパッドI S25-10 25mm(直径) 10個入(60袋)	販売単位 205 × 146 × 200	550.0g	8箱	4971032329413 14971032329410
		外装 422 × 308 × 412	4.9kg		

■販売名:滅菌マーブルパッドI ■届出番号:23B2X10001000109

◇商品は全てオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
 オフィシャルサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
 ※規格には誤差が生じる場合があります。