

ママの体型に合わせて装置をぴったり固定

分娩監視装置用固定ベルト

マタニティ トランスデューサーベルト

daccoは助産師さんとママの声から生まれました



ママの名前が書ける
ネームタグ付き

かんたん
サイズ調節

着用時
識別しやすい
2色1組入り



商品特長

① 便利なネームタグ付き

- ママの名前を書けるため、他のママのベルトと間違えにくくなります。
- 背中を中心にネームタグを合わせると、ベルトを左右対称に着用できます。

② かんたんサイズ調節

- 調節穴の間隔が短いため、サイズ調節が細かくできます。

③ 識別しやすい2色1組入り



- 2本のベルトの色が異なるため、着用時に識別しやすくベルトのとめ間違いを防げます。

④ やさしい肌触り

- 肌に当たる部分は肌触りの良い編み方になっています。
- ※ ネームタグが外側になるように着用して下さい。

⑤ 清潔使用が可能

- 万が一汚れてしまった場合でも洗濯が可能のため、清潔に使用できます。
- ※ 個人使用の商品です。通常10回程度まで洗濯できます。



商品情報

■ 素材

ポリエステル 75%、ポリウレタン 15%、ナイロン 10%
 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。）

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
88448	マタニティランスデューサーベルト 2本入 6cm×126cm(ピンク1本/クリーム1本)	販売単位	95 × 220 × 20	66.0g	15個×6袋	4971032884486
		内装	300 × 110 × 195	990.0g		—
		外装	450 × 330 × 420	5.9kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki

オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221
 ホームページ / <http://dacco-web.com> E-mail / support@osakimedical.co.jp

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店