



ギプス下巻用チューブホータイ

パンネット ホワイト



通気性に優れムレにくい、ポリエステル素材の
チューブホータイです。



商品特長

1 肌触りが良く、高い通気性

- 肌触りが良く、通気性の高いポリエステルを使用しているため、ギプスの下巻きなどに適しています。また、手術時の体温低下の防止にも使用できます。

2 ラテックスフリー

- 素材はポリエステル100%でラテックスを使用していないため、アレルギーが心配な方も使用できます。

3 識別しやすいカラーバリエーション

- サイズごとに識別しやすいよう、パッケージカラーを色分けしています。



4 手間を省ける取り出し穴

- パッケージ側面に取り出し穴が付いているため、箱を開けて取り出す手間が省けます。
- パッケージ側面のスケールを使うと、適切な長さが測れて無駄なく使えます。




取り出し穴




スケール

商品情報

■使用方法



箱の上部を開けて、パネットの端を側面の穴から出してください。



使用部位に適したサイズにはさみなどでカットしてください。
(側面のスケールを使うと、適切な長さが測れて無駄なく使えます。)

関連商品

一般医療機器 単回使用パッド入り副木：35357000



オオサキ ソフトシーネ®

- クッション性が高く患部にやさしくフィットする副木です。

■販売名:オオサキ ソフトシーネ ■届出番号:23B2X10001000040
■特定保険医療材料 056 副木

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
61054	パネット ホワイト 5cm×23m 1巻入 5cm×23m	販売単位 260 × 260 × 73	700.0g	14箱	4971032610542 14971032610549
		外装 545 × 283 × 550	10.9kg		
61055	パネット ホワイト 7.5cm×23m 1巻入 7.5cm×23m	販売単位 260 × 260 × 100	920.0g	10箱	4971032610559 14971032610556
		外装 545 × 283 × 535	10.4kg		
61056	パネット ホワイト 10cm×23m 1巻入 10cm×23m	販売単位 260 × 260 × 120	1.3kg	8箱	4971032610566 14971032610563
		外装 545 × 283 × 513	11.2kg		
61057	パネット ホワイト 14cm×23m 1巻入 14cm×23m	販売単位 260 × 260 × 160	1.6kg	6箱	4971032610573 14971032610570
		外装 545 × 283 × 513	10.8kg		
61058	パネット ホワイト 20cm×23m 1巻入 20cm×23m	販売単位 260 × 260 × 225	2.3kg	4箱	4971032610580 14971032610587
		外装 545 × 283 × 475	10.4kg		

■素材:ポリエステル100%
※ラテックスフリー (天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)
■製造国:ベトナム

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。