





ディスポーザブル吸水防水シーツ

メディシーツ



多目的に使用できる、強度と防水性に優れたディスポーザブルタイプの吸水防水シーツです。




外科製品

外科シーツ・マット

商品特長


1 破れにくく、モレにくい

- 強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、寝返りやシーツ交換時にも破れにくく、湿性生体物質（血液・体液など）による汚染防止に最適です。



2 吸水面と防水面を見分けやすい

- 防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。



3 豊富なサイズバリエーション

〈カットタイプ〉

- 使用用途に合わせて豊富なサイズバリエーションから選択できます。
- コンパクトに折りたたまれているため、保管しやすく持ち運びにも便利です。

〈ロールタイプ〉

- 使用用途に合わせて長さに、ハサミでカットできます。


商品情報

■素材

吸収材: ポリプロピレン

防水材: ポリエチレン

断面図



商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
57210	メディシーツ 5060 ブルー 10枚入 50cm×60cm	販売単位 130 × 30 × 205	180.0g	60袋	4971032572109
		外装 435 × 255 × 435	11.5kg		
57211	メディシーツ 90100 ブルー 10枚入 90cm×100cm	販売単位 160 × 65 × 205	525.0g	20袋	4971032572116
		外装 490 × 300 × 390	11.1kg		
57212	メディシーツ 100120 ブルー 10枚入 100cm×120cm	販売単位 255 × 60 × 155	660.0g	16袋	4971032572123
		外装 545 × 245 × 345	11.6kg		
57213	メディシーツ 100150 ブルー 10枚入 100cm×150cm	販売単位 200 × 80 × 205	870.0g	12袋	4971032572130
		外装 445 × 255 × 415	11.2kg		
57214	メディシーツ 100180 ブルー 10枚入 100cm×180cm	販売単位 230 × 80 × 205	1.0kg	10袋	4971032572147
		外装 435 × 375 × 255	11.0kg		
57215	メディシーツ 100210 ブルー 10枚入 100cm×210cm	販売単位 265 × 80 × 205	1.2kg	10袋	4971032572154
		外装 435 × 425 × 295	12.8kg		
57216	メディシーツ ロール 100100m ブルー 1巻入 100cm×100m	販売単位 1000 × 160 × 160	6.0kg	2個	4971032572161
		外装 1025 × 175 × 335	13.0kg		

◇商品はすべてオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
 オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。