



外科製品

外科シーツ・マット

ディスポーザブル吸水防水シーツ

滅菌メディシーツ



多目的に使用できる、強度と防水性に優れたディスポーザブルタイプの吸水防水シーツです。



外科製品

外科シーツ・マット


商品特長

1 破れにくく、モレにくい

- 強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、寝返りやシーツ交換時にも破れにくく、湿性生体物質（血液、体液など）による汚染防止に適しています。


引張強度

(単位:N)



防水性能


(単位:cm)



(当社調べ)

2 吸水面と防水面を見分けやすい

- 防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。



3 豊富なサイズバリエーション


- 使用用途に合わせて豊富なサイズバリエーションから選択できます。
- コンパクトに折りたたまれているため、保管しやすく持ち運びにも便利です。

商品情報

■素材

吸収材: ポリプロピレン
防水材: ポリエチレン

断面図



商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
57221	滅菌メディシーツ 5060 ブルー 1枚入(10袋) 50cm×60cm	販売単位 280 × 42 × 180	230.0g	32包	4971032572215
		外装 590 × 300 × 390	9.2kg		—
57222	滅菌メディシーツ 90100 ブルー 1枚入(10袋) 90cm×100cm	販売単位 270 × 88 × 257	560.0g	16包	4971032572222
		外装 550 × 260 × 520	11.1kg		—
57223	滅菌メディシーツ 100120 ブルー 1枚入(10袋) 100cm×120cm	販売単位 320 × 90 × 200	770.0g	16包	4971032572239
		外装 620 × 340 × 400	13.4kg		—
57224	滅菌メディシーツ 100150 ブルー 1枚入(10袋) 100cm×150cm	販売単位 270 × 130 × 257	948.0g	12包	4971032572246
		外装 540 × 300 × 500	12.7kg		—
57225	滅菌メディシーツ 100180 ブルー 1枚入(10袋) 100cm×180cm	販売単位 270 × 140 × 257	1.2kg	8包	4971032572253
		外装 540 × 410 × 260	9.9kg		—
57226	滅菌メディシーツ 100210 ブルー 1枚入(10袋) 100cm×210cm	販売単位 374 × 145 × 270	1.3kg	8包	4971032572260
		外装 540 × 420 × 360	11.7kg		—

◇商品は全てオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。