

糊による封(ジッパータイプ)


製品例 アルウェッティone2-E 2枚入(100包)

未開封の確認方法 および 正しい開封方法について

1 未開封の状態



ミシン目(未開封)



糊付け部分(未開封)



下記の状態になっているかをご確認ください。

- ミシン目が切れていない。
- 糊付け部分がはがれていない。
- 箱全体に不自然な破れ等がない。

2 開封方法



- ミシン目に沿って、ジッパーを引いて開封する。

3 開封後の状態



⚠ 以下の場合、すでに開封されている可能性があります

⚠ ミシン目が切れている



⚠ ミシン目が破れている

