



術後保護用眼鏡

# 術後保護用メガネ UV



術後特有のまぶしさを軽減し  
紫外線などから目を守る眼鏡です。



外科製品

眼科用品

## 商品特長

### 1 術後の目を守る特殊レンズを使用

- ブラウンレンズが術後特有のまぶしさを軽減します(可視光線透過率\*85%)。

\*可視光線透過率とはレンズを透過する光の割合で、濃く暗いカラーのレンズは光線透過率が低くなります。  
85%は視界が暗くなり過ぎず、まぶしさを軽減できる最適な暗さです。

- “99%UVカット加工”で紫外線から目を守ります。
- マスクを着けていても曇りにくい“曇り止め加工”を施しています。
- 意図しない目への衝撃を軽減することができます。



\*画像はイメージです

### 2 風・ほこり・花粉を防ぐ幅広ガード

- 目まわりとメガネの隙間を少なくすることで、術後の目を風やほこりなどから守ります。



### 3 軽量&自然な見た目

- 軽量なため長時間使用しても疲れにくく、快適な心地です。
- 見た目に違和感のないデザインで、自然な印象を与えます。

### 4 目まわり用の清浄綿付

- 術後や点眼後に、目まわりの清拭に使用できる清浄綿が4包入っています。以下のQRコードから衛生的な使い方を確認することができます。



### 5 JIS T 8147:2016「保護めがね」に適合

- 試験内容  
「外観試験」「平行度試験」「視感透過率試験」「耐衝撃性試験」「表面摩擦抵抗試験」「耐熱性試験」「難燃性試験」「把持性試験」

## 商品情報


### ■使用用途

- 白内障などの手術後、外的な衝撃や刺激などから目を守る
- 紫外線・風・ほこり・花粉などから目を守る

### ■製品仕様

レンズの材質:プラスチック  
わくの材質:[レンズ枠]プラスチック [テンプレート]プラスチック  
可視光線透過率:85%  
紫外線透過率:1.0%(365nm)(カット率99%)

### ■バリエーション



#### サイズの目安

- 左右のこめかみ間の長さを下図のように指で測ります。
- 測った指をパッケージ下部のメジャーに当てて、サイズを選んでください。

## 関連商品



医薬部外品

#### クリーンコットンアイ ツインパウチ1枚入

- 点眼前後に1枚ずつ衛生的に使用できるツインパウチ包装の目まわり用清浄綿です。

■販売名:クリーンコットンアイTP1



#### 滅菌クリア眼帯

- 透明なため視界が確保できる滅菌済眼帯です。

## 商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名簿/JANコード	JANコード/ITFコード
73313	術後保護用メガネ UV ぶつう Bk 清浄綿4包付 こめかみ間の長さ:14.5cm	販売単位   155 × 58 × 68	78.1g	6個 × 16箱	シ・ユツコ・メカ・ネフツウ 4 971032 733135	4971032733135
		内装   328 × 73 × 179	599.3g			24971032733139
		外装   740 × 325 × 345	10.5kg			14971032733132
73314	術後保護用メガネ UV 小さめ Bk 清浄綿4包付 こめかみ間の長さ:13cm	販売単位   155 × 58 × 68	71.9g	6個 × 16箱	シ・ユツコ・メカ・ネチイサメ 4 971032 733142	4971032733142
		内装   328 × 73 × 179	562.1g			24971032733146
		外装   740 × 325 × 345	9.9kg			14971032733149

◇商品は全てオープン価格です。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
https://www.osakimedical.co.jp/



オオサキメディカル  
ウェブサイト

取扱店

\*規格には誤差が生じる場合があります。