

滅菌保護用眼帯

滅菌クリア眼帯

看護・介護製品

眼科用品

E.O.G.



透明なため視界が確保できる
滅菌済 保護用眼帯です。



商品特長

1 視野が確保できる透明な眼帯

- レンズが透明なため、片目を塞ぐことなく、視界を確保できます。

2 軽くて丈夫な素材

- 軽くて丈夫なポリカーボネート素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくいです。

3 目やまぶたを圧迫しない

- ゆるやかな立体カーブ形状になっているため、目やまぶたを圧迫することなく、やさしく保護します。

4 紐付きでかんたん装着

- 紐が付いているため、テープなどで固定する必要がなく肌の弱い方も使用できます。
- 紐の長さを自由に調節できるストッパーがついているため、簡単に調整できます。
- 紐のため就寝時でも気にすることなく装着できます。

5 滅菌済で清潔

- 術後の目にも清潔に使用できる、1枚個包装の滅菌済眼帯です。

商品情報


■使用用途

- 白内障などの手術後、外的な衝撃や刺激などから目を守る
- 就寝時に無意識に目を触ってしまうことを防ぐ

■使用方法



レンズの細い方を耳側にして目に固定します。




ストッパーのプレートを押しながら位置をずらして紐の長さを調整します。

■素材

レンズ: ポリカーボネート ストッパー: ポリプロピレン
紐: 綿

■規格



関連商品



医薬部外品

クリーンコットンアイ ツインパッチ 1枚入

- 点眼前後に1枚ずつ衛生的に使用できるツインパッチ包装の目まわり用清浄綿です。

■販売名: クリーンコットンアイTP1



術後保護用メガネ UV

- 術後特有のまぶしさを軽減し、紫外線などから目を守る眼鏡です。
- ふつうサイズと小さめサイズがあります。

商品規格

E.O.G.

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名読称/JANコード	JANコード/ITFコード
73315	滅菌クリア眼帯 紐付 1枚入(30袋) レンズ: 7.7cm×5.7cm(厚み1.8mm) 紐を伸ばした全長: 45cm	販売単位 279 × 113 × 109 外装 341 × 245 × 291	355.8g 2.4kg	6箱	メツキンクリアカ・ンタイ 4 971032 733159	4971032733159 —

◇ 商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。