


一般医療機器

綿状創傷被覆・保護材

オーゼCP



脱脂綿をガーゼで巻いた
ソフトなサージカルパッドです。



ガーゼ製品

サージカルパッド

E.O.G.


商品特長

1 やさしく保護

- 吸収体に脱脂綿を使用しているため、やわらかく厚みがあり、クッション性に優れ、傷口をやさしく保護します。また、吸収性にも優れています。

2 豊富なサイズバリエーション

- 9種類のサイズ展開があるため、外科・皮膚科・眼科・産科など、用途にあわせて使用できます。



※構成は品番によって異なります

商品規格

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材:11751000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
28600	オーゼCP 1号 150枚入 5cm×6cm(脱脂綿1層)	販売単位 250 × 300 × 50	—	40袋	4971032286006
		外装 630 × 500 × 350	—		—
28601	オーゼCP 2号 100枚入 7.5cm×7.5cm(脱脂綿1層)	販売単位 250 × 300 × 70	—	40袋	4971032286013
		外装 630 × 500 × 350	—		—
28602	オーゼCP 3号 60枚入 10cm×10cm(脱脂綿1層)	販売単位 250 × 300 × 45	—	40袋	4971032286020
		外装 630 × 500 × 350	—		—
28603	オーゼCP 4号 30枚入 7.5cm×15.5cm(脱脂綿2層)	販売単位 250 × 300 × 70	—	40袋	4971032286037
		外装 630 × 500 × 350	—		—
28604	オーゼCP 5号 40枚入 10cm×20.5cm(脱脂綿2層)	販売単位 360 × 420 × 45	—	20袋	4971032286044
		外装 630 × 500 × 350	—		—
28605	オーゼCP 6号 40枚入 15cm×15cm(脱脂綿2層)	販売単位 360 × 420 × 50	—	20袋	4971032286051
		外装 630 × 500 × 350	—		—
28606	オーゼCP 7号 20枚入 15cm×28cm(脱脂綿2層)	販売単位 360 × 420 × 45	—	20袋	4971032286068
		外装 630 × 500 × 350	—		—
28607	オーゼCP 8号 10枚入 27cm×28cm(脱脂綿2層)	販売単位 360 × 420 × 50	—	20袋	4971032286075
		外装 630 × 500 × 350	—		—
28608	オーゼCP 9号 5枚入 27cm×60cm(脱脂綿2層)	販売単位 360 × 420 × 60	—	20袋	4971032286082
		外装 630 × 500 × 350	—		—

■販売名:コットンパッド ■届出番号:23B2X10001000087
■製造国:中国

◇商品は全てオープン価格です。


オオサキメディカル株式会社
 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
公式ウェブサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。