


商品情報

■使用方法


レンズの取り付け方



- ①フレーム中央の“レンズ留め”に、レンズ中央の穴をはめ込みます。
- ②フレーム左右の“レンズ留め”に、レンズ左右の穴をはめ込みます。

3ヶ所全てが、確実にフレームにはめ込まれていることを確認してください。

メガネと併用する場合



前方の“可動フレーム取り付け穴”に“可動フレーム”を取り付けることにより、目とレンズの距離を広げることができ、メガネと併用することができます。

■素材

ABS樹脂、合成ゴム  
※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

商品規格

■ICグラス®レンズアップ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
57019	ICグラス®レンズアップ ブラック 1本入	販売単位   245 × 320 × 44	68.6g	36袋	4971032570198 14971032570195
		外装   549 × 318 × 504	3.3kg		
57020	ICグラス®レンズアップ ネイビー 1本入	販売単位   245 × 320 × 44	68.6g	36袋	4971032570204 14971032570201
		外装   549 × 318 × 504	3.3kg		
57021	ICグラス®レンズアップ ボルドー 1本入	販売単位   245 × 320 × 44	68.6g	36袋	4971032570211 14971032570218
		外装   549 × 318 × 504	3.3kg		
57022	ICグラス®レンズアップ グリーン 1本入	販売単位   245 × 320 × 44	68.6g	36袋	4971032570228 14971032570225
		外装   549 × 318 × 504	3.3kg		
57023	ICグラス®レンズアップ ライトグレー 1本入	販売単位   245 × 320 × 44	68.6g	36袋	4971032570235 14971032570232
		外装   549 × 318 × 504	3.3kg		

◇商品は全てオープン価格です。

⚠ ICグラス®レンズアップには、レンズが付属していません。別売のレンズが必要になります。


■ICグラス®レンズ レンズアップ用

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
57042	ICグラス®レンズ 汎用タイプ レンズアップ用 25cm×11.6cm 50枚入	販売単位   122 × 256 × 12	218.5g	6個 × 8箱	4971032570426 14971032570423
		内装   261 × 125 × 90	1.3kg		
		外装   389 × 279 × 283	11.3kg		
57044	ICグラス®レンズ FS汎用タイプ レンズアップ用 25cm×21cm 50枚入	販売単位   215 × 260 × 10	402.0g	12箱	4971032570440 14971032570447
		外装   279 × 149 × 242	5.0kg		
		販売単位   122 × 256 × 12	234.0g		
内装   261 × 125 × 90	1.7kg				
外装   389 × 279 × 283	12.1kg				



◇商品は全てオープン価格です。

■製品仕様

フレーム(本品)



ICグラス®レンズ(別売)



飛沫感染防止アイウェア



レンズアップタイプ    メガネ併用可    レンズ交換式

目への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐ、レンズの跳ね上げが可能なアイウェアです。

**Osaki**  
オオサキメディカル株式会社  
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812  
https://www.osakimedical.co.jp/




オオサキメディカル  
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。

# 着脱不要なレンズアップフレームと高機能レンズが 感染対策時のストレスを軽減!



## 着脱不要な レンズアップタイプ


レンズが不要な時にフレームを着用したまま跳ね上げることができるので、着脱の手間とストレスを軽減します。また眼鏡との併用が可能です。

## 手早く、簡単レンズ交換

3箇所の”レンズ留め”に差し込むだけで、グローブをしたままでも手早く、簡単にレンズ交換ができます。

## 服装に合わせて選べる 洗練されたフレームカラー

ユニフォームとコーディネートがしやすい落ち着いた色合いで、部署や用途などに合わせてカラーを選ぶことができます。



## 長時間の使用でも快適

- 頭をやさしく包む形状による適度なホールド感で圧迫を和らげます。
- フレーム後端の滑り止めゴムによりズレにくく長時間快適に使用できます。

## 清潔にレンズアップ可能

レンズに指が直接触れることなく清潔にレンズアップできるツマミが、左右2箇所ずつあります。

## Coordinate & Color variation



ブラック  
BLACK

ネイビー  
NAVY

グリーン  
GREEN

ボルドー  
BORDEAUX

ライトグレー  
LIGHT GRAY

経済性と使用シーンで選べるレンズ(別売)			
種類	汎用タイプ	FS汎用タイプ	光学タイプ
形状			
取り換えが簡単な3点留め			
防護範囲	目まわり	顔全体	目まわり
透明度	○	○	◎ 反射防止加工あり
防曇性	○	○	○
経済性	◎	○	△